

## 新多目的凍結切片作製キット 構成比較表

2022年4月1日

No	キット構成品	キット構成(商品コードと構成品)			
		C-MK2006	C-MK2006S	C-MK2006M	C-MK2006L
		個数	個数	個数	個数
1	粘着シート切断用カッター	1	1	1	1
2	試料凍結用ステンス製カゴ	1	1	1	1
3	凍結包埋ブロック取り出し台	1	1	1	1
4	木槌	1	1	1	1
5	清掃用刷毛	1	1	1	1
6	粘着フィルム密着用具	1	1	1	1
7	染色液(エオジン)(30ml)	1	1	1	1
8	染色液(ヘマトキシリン)(30ml)	1	1	1	1
9	クライオフィルム固定用クリップ	10	10	10	10
10	エオジン洗浄用ボトル	1	1	1	1
11	専用封入剤(SCMM-R1)	1	—	—	—
12	専用封入剤(SCMM-R2)	1	—	—	—
13	専用封入剤(SCMM-G1)	1	1	1	1
14	専用凍結包埋剤(SCEM 260ml)	1	1	1	1
15	包埋容器(小:2.0cm×1.5cm)	1	1	—	—
16	包埋容器(中:2.5cm×2.0cm)	1	—	1	—
17	包埋容器(大:3.5cm×2.5cm)	1	—	—	1
18	カット板	1	1	1	1
19	定規	1	1	1	1
20	Cryofilm Type II C(9)(幅:2.0, 2.5, 3.5cm)	各1枚	5枚(幅:2.0cm)	5枚(幅:2.5cm)	5枚(幅:3.5cm)
21	Cryofilm Type II C(10)(幅:2.0, 2.5, 3.5cm)	各1枚	—	—	—
22	説明書(テキスト、CD説明書)	1	1	1	1
23	ビデオCD Ver 6.2	1	1	1	1

注: 構成の異なる品目は赤印表示

商品コード	品名	販売価格(税抜)
C-MK2006	新多目的凍結切片作製キット	¥ 100,000
C-MK2006S	新多目的凍結切片作製キット(2.0cm)	¥ 60,000
C-MK2006M	新多目的凍結切片作製キット(2.5cm)	¥ 60,000
C-MK2006L	新多目的凍結切片作製キット(3.5cm)	¥ 60,000